

## Laborbericht

Auftraggeber: JatiProducts, Kreuzberg 4, 59969 Hallenberg  
Herr Burkhard Tielke

Ihr Auftragsdatum: 16.10.2009 Probeneingang/-nahme 26.10.2009  
Ihre Auftragsnr.: 16.10.2009 Analysenzeitraum: 26.-27.10.2009  
BMA-Auftragsnr.: AU091016-01 Berichtsdatum: 10.12.2009  
BMA-Probennr.: 091026-04/2 Berichtsnr.: BE091016-01/2/K1  
Ersatz für BE091016-01/1  
Seite 1 von 1

### Prüfgegenstand / Prüfmaterial

1 Staubprobe (Die Proben wurden vom Auftraggeber zugeschickt)

### Untersuchung

Nachweis des Hausstaubmilbenallergens Der p 1

#### 1. Prüfverfahren

##### Versuchsdurchführung

Für die Versuchsdurchführung wurde dem Auftraggeber eine definierte Menge eines Milbenallergen (Der p 1) belasteten Staubes (Referenz, BMA-Labor) zur Verfügung gestellt. Dieser Referenzstaub wurde vom Auftraggeber mit seinem zu überprüfenden Produkt behandelt und anschließend zur Bestimmung des Milbenallergengehalts zurückgeschickt. Der behandelte Staub und der im Labor verbliebene Referenzstaub wurden auf ihren Milbenallergen(Der p 1)gehalt untersucht.

Bestimmung des Allergens mittels ELISA

Extraktion: Die Proben wurden in PBS/0,05% Tween-Puffer extrahiert (2 h, RT).


Allergennachweis: Der Allergennachweis erfolgte mittels spezifischer monoklonaler Antikörper entsprechend den Angaben des ELISA Kit-Herstellers.

#### 2. Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Messungen und Analysen beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte(n) Probe(n).

Probe/Probenidentifikation/BMA-Probennr.	Proben-gewicht [g]	Extraktions-vol. [ml]	Allergengehalt	
			Extrakt [ng / ml]	Staub [µg / g]
			Der p 1	Der p 1
Der p 1 belastete Staubprobe behandelt mit <b>Jati-Sporen-Vernichter</b> / CH.B. 080410 015911-15 091026-04/2	2,3	45,2	72,7	1,5
Der p 1 belasteter Staub (Referenz) 091026-04/3	0,1	2	6007	120

Nachweisgrenze: 3 ng / ml



Dr. Ute Stephan  
Technische Leitung



Stephanie Putz  
Analytik und Labororganisation

### Erläuterung

Der unbehandelte Referenzstaub wies eine Der p 1 Belastung von 120 µg/g aus. Durch Jati-Sporen-Vernichter konnte der Allergengehalt des belasteten Staubes bis auf 1,5 µg/g abgebaut werden. Dies entspricht einer Reduzierung des Allergengehaltes von ca. 98,75%

Dieser Bericht darf nur komplett vervielfältigt werden. Auszugsweise Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der BMA-Labor GbR.